

# Bürettenhalter

---

Georg-August-Universität Göttingen



# Bürettenhalter

Der Bürettenhalter ist ein Hilfsmittel zur Befestigung einer Bürette.

Er dient dazu, dass die Bürette immer senkrecht eingespannt ist.

Der Bürettenhalter wird an einem Stativ befestigt.





Der Bürettenhalter wird mit dem Zeigefinger und Daumen so geöffnet, dass die Bürette eingespannt werden kann.



Die Bürette wird befestigt (eingespannt), indem sie zwischen den geöffneten Gummirollen positioniert wird.

Anschließend wird der Halter vorsichtig geschlossen und die Bürette ist nun zur Benutzung bereit.



**Links:** Eine komplett aufgebaute Apparatur einer Bürette mit Bürettenhalter.

**Rechts:** Sollte einmal kein Bürettenhalter im Labor zur Verfügung stehen, so kann die Bürette, wie hier dargestellt, auch vorsichtig mittels Stativklemme befestigt werden.

